

エキスパート★ニュース

就寝中の衣服内温度から
自分のからだのリズムをキャッチ!

パジャマのウエスト
部分に、クリップで
挟んで装着!



左:マンダリン
オレンジ
右:アボカド
グリーン

ナース
健康

たまご型の中央に“QRコード”が表示できるこの製品。何に使うかという、就寝中の衣服内温度を測定して、からだのリズムを知るためのものだ。就寝時にパジャマのウエスト部分に挟んで装着すると、10分間隔で約6時間、衣服内外の温度を自動で測定してくれる。

機器本体で昨晚の温度が見られることはもちろん、携帯電話でQRコー

ドを読み取って専用の健康管理システム「Ran's Story」に送信すると、眠っている間の一晩の温度変化を確認できる。また、毎日の代表温度をつないだ長期的なグラフ表示も可能。低温期から高温期への移行もキャッチできる。

からだのリズムを知ればイライラしがちな時期も折り合いがつくかも。たまには自分自身のからだもいたわろう。

● Ran's Nightのホームページ <http://rans-night.jp> ● Ran's Storyのホームページ <http://rans-story.jp>

Ran's Night

製品仕様

- 主な素材 ABS樹脂(外装)
- 外観寸法 長さ69×幅51×厚さ14.5mm
(クリップ高さ5.3mm)
- 重さ 約37g(電池2個含む)
- 使用電池 コイン電池 CR2032×2個(付属)
- 電池寿命 約3か月(25℃環境下で1日1回QRコード表示した場合)
- 販売価格 13,440円(税込)

※本製品は医療機器、婦人体温計ではありません

問い合わせ先

キューオーエル株式会社
〒386-1211 長野県上田市下之郷813-12
上田リサーチパーク内
☎0268-39-7735 <http://www.QOL21.com>